

OXEO SP

L'ALLIÉ IDÉAL D'UN ÉLECTROLYSEUR
POUR UN TRAITEMEN TOPTIMAL



Analyseur RedOx pour ajuster la production de l'électrolyseur



Prise 230V en façade pour alimenter les électrolyseurs



Sélection d'une valeur consigne facile avec 1 bouton



Permet d'avoir une eau limpide en évitant les surchlorations



Matériel complet : sonde, kit d'étalonnage, cordon d'asservissement, etc.



Produit distribué par revendeurs web et magasins grand public

Référence Reference	Modèle Model	Alim. Supply	Plage de réglage Setting values	Dimensions Dimensions	Accessoires fournis	Supplied accessories
PF10J017	OXEO SP	230V	550 mv / 650 mv / 750 mv / 850 mv	140 x 290 x 90 mm	sonde ORP gold, porte sonde, solution 650 mV, collier de prise en charge Ø50 mm	ORP golden probe, probe holder, 650 mV buffer solution, Ø50 mm clamp saddles